


Entéroscopie : matériel

Philippe Bulois


Entéroscopie double ballon Jujinon

- Entéroscope
- Overtube
- Pompe



Entéroscopie double ballon Jujinon

Principe :
Traction du grêle
Fixation endoscope / ballon





Entéroscopie simple ballon Olympus

- Entéroscope
- Overtube
- Pompe



Entéroscopie simple ballon Olympus

Principe :
Traction du grêle
Fixation endoscope /
suction et béquillage



Spirus Life Europe

Overtube spiralé
Enteroscope Fujinon ou Olympus




Spirus Life Europe




Vidéo

Naviaid Pentax


- Double ballon
- Pompe
- Utilisable sur endoscope standard
- Pas d'entéroscope dédié







Naviaid Pentax



Naviaid Pentax



Naviaid Pentax



Entéroscopie et CCAM

- HGQE 001 entéro jéjunale et iléale
- HGQE 003 entéro jéjunale
- HGQE 005 entéro iléale

- HGSE001 Hémostase (jéjunum)
- HGSE003 Hémostase (iléon)
- HGFE 001-2-3-4 Polypectomies